

CARACTERÍSTICAS

El tanque multifuncional de lijado y pulido PW-1B se utiliza en la operación de lijado y pulido de muestra litológica y muestra metalográfica. Sin importar los materiales de la muestra ya sean rocas, minerales, cerámica, vidrio, metales ferrosos y otros silicatos, es extremadamente adaptable al esmerilado grueso, aceite de pulido, esmerilado en seco, esmerilado en húmedo, esmerilado, pulido, entre otros. La máquina tiene como característica una revolución estable que se puede regular sin escalonamientos, puede regularse opcionalmente en el ámbito de aplicación de 50-1400 r / min. Durabilidad y fácil mantenimiento diario, disco de recolección del desperdicio de la máquina, la cubierta y la tapa están hechas de materiales de acero inoxidable. Por lo tanto, es un excelente equipo metalográfico y de muestreo litológico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del disco de pulido y lijado :	230 mm
Diámetro del papel abrasivo :	230 mm
Velocidad de la platina :	50 ~ 1400r/min
Electromotor :	BY806 frecuencia de conversión, trifásico 220V, 0 ~ 50Hz
Dimensión total :	700 × 490 × 950 mm
Peso :	85kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633