

1. Los principales indicadores técnicos



Intervalo de medición (MPa · s)	320~320,000,000
Velocidad de rotación (RPM)	0.1 ~ 200 (Engranaje continuo)
Cantidad de husillos	Los husillo(Código R2, R3, R4, R5, R6, R7)están equipados con el producto
Precisión	± 1% intervalo de escala completa en uso
Repetibilidad	± 0.5% intervalo de escala completa en uso
Legibilidad	1.Cuando la viscosidad es inferior a 10.0 cp: 0.01 2.Cuando la viscosidad es inferior a 10000 cp: 0.1 3.Cuando la viscosidad es igual o superior a 10000 cp: 1
Capacidad	Adaptador de corriente (entrada: 100-240 V, 50 / 60Hz)
LCD visualización de la pantalla	La pantalla LCD puede mostrar la viscosidad, la velocidad, el husillo de torque, la temperatura, la velocidad de corte, la fuerza de corte y la viscosidad máxima se puede medir en el valor actual de la velocidad del husillo.

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

2. Aparato a equipar

- Medidor de viscosidad digital 1 pieza
- Husillo estándar 1 pieza
- Marco protector del husillo 1 pieza
- Asiento y pies niveladores 1 pieza
- Sonda de temperatura RTD 1 pieza

- Rejilla ascendente y descendente 1 pieza
- Adaptador de corriente 1 pieza
- Llave 1 pieza
- Interfaz de salida estándar RS232 1 pieza



3. Opciones

- Adaptador de viscosímetro extremadamente bajo (con un husillo L0)
- Adaptador de muestra pequeño (con husillo 21, 27, 28 y 29 cada uno)
- Calentador de temperatura controlada (con husillo 21, 27, 28 y 29 cada uno)
- Husillo R1
- Software especial que puede completar la función de recopilación automática de datos.
- Software de descarga de control de programa DV
- Impresora especialmente utilizada

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633