

RHB-32ATC

Incorporado con un sistema de compensación automático de temperatura

El refractómetro de mano es un tipo de instrumento óptico de precisión. Proporciona una lectura directa a escala, podemos saber fácilmente la concentración o el índice de refracción de líquidos. [ATC significa: Incorporado con un Sistema de Compensación Automática de Temperatura].

- Fácil y muy cómodo de usar.
- A un precio competitivo.
- Excelente calidad, resultados exactos de la prueba.
- Intervalo de compensación ATC: De 10 ° C -30 ° C (sólo para los modelos con función ATC).



SERIE RH-LED

LED de luz

Series -- Modelo -- Rango -- Exactitud

Brix / ATC LBRHB-10 0-10% 0,10%

LBRHB-18 0-18% 0,10%

LBRHB-32 0-32% 0,20%

LBRHB-62 28-62% 0,20%

LBRHB-82 45-82% 0,20%

LBRHB58-92 58-92% Brix38 - 43 (° Be ') 12-27% (agua) 0.5% Brix0.5 (° Be') 1% (Agua)

• Salinidad / ATC

LBRHS-10 Salinidad: 0-10% de índice de refracción :1.000-1 0.070 Salinidad: 0,1%

Índice de refracción: 0.001

LBRHS-28 0 ~ 28% 0,20%

• Proteína Clínica / ATC

LBRHC-200 0-12g/dl1.000-1.050seg 1.330-1.360RI 0.2g/dl0.005sg0.0005 RI

Alcohol / ATC

LBRHW-80 0-80% Vol. 1% Vol.



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536

Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633