

Introducción

Termómetro infrarrojo digital con tiempo de respuesta de 1 seg, pantalla retroiluminada con 3 colores, dos modos C° y F° y con una memoria interna.



Características

- Termómetro infrarrojo marca CMS Metrology, modelo TK-E303
- Temperatura de operación: -20°C a +55°C
- Intervalo de medición: 32°C a 43°C
- Intervalo en uso humano: 35°C a 42°C
- **Distancia de medición: 1-5 cm**
- Baterías: 2 tipo AAA (NO INCLUIDAS)
- Error máximo permitido: +/- 0.2°C
- Iluminación:
 - Medición de temperatura en superficies - VERDE
 - Medición de temperatura humana - 3 colores



Incluye



Gel de bolsillo



2 cubrebocas

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-418-1443, 222-228-1633