

Introducción

MP-2 tiene dos discos con control independiente para moler y pulir, la carcasa está hecha de acero inoxidable, que es estable y duradero. El motor tiene poco ruido y el disco abrasivo funciona sin problemas. Con la estructura del gabinete, es fácil almacenar todo tipo de consumibles y muestras. Puede ajustar la dirección del tubo de agua de refrigeración para moler en húmedo. Solo es necesario cambiar el papel abrasivo y el paño de pulido, puede completar varios procesos de molienda de muestras, molienda fina y pulido, que es la máquina de preparación de muestras ideal en el laboratorio.



Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controly medicion.com.mx

Parámetros Técnicos

Modelo	MP-2
Diámetro del disco	230mm
Diámetro del papel abrasivo	230mm
Velocidad	700/900/1400r/min
Potencia del electromotor	0.2/0.25/0.37kW
Fuente de alimentación	380V, 50Hz, 3A, trifásico de cuatro hilos
Dimensiones	900x530x950mm
Peso neto	110kg

CYMM

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE



CONTROL Y MEDICIÓN
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
COMERCIALIZADORA

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx



Lista de empaque

Nombre	Especificación	Cantidad
Cuerpo de la máquina		1 set
Disco de pulido y pulido	230mm	2 pcs
Contera		2 pcs
Disco magnetico	230mm	2 pcs
Disco de metal	230mm	6 pcs
Papel abrasivo	230mm	6 pcs
Paño de pulido	230mm	2 pcs
Tubería de entrada de agua		1 pc
Tubería de salida de agua	Ø32mm	2 pcs
Manual de instrucciones de uso		1 copy

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633