

## Introducción

MP-2A tiene dos discos con control independiente para moler y pulir, la carcasa está hecha de acero inoxidable, que es estable y duradero. Tiene velocidad continua o control de cuatro velocidades y puede cambiar la dirección de rotación. El motor tiene poco ruido y el disco abrasivo funciona sin problemas. Con la estructura del gabinete, es fácil almacenar todo tipo de consumibles y muestras.

Puede ajustar la dirección del tubo de agua de refrigeración para moler en húmedo. Solo es necesario cambiar el papel abrasivo y el paño de pulido, puede completar varios procesos de molienda de muestras, molienda fina y pulido, que es la máquina de preparación de muestras ideal en el laboratorio. Este producto se puede personalizar para un conjunto completo de equipos de esmerilado y pulido, diseñado para diferentes especificaciones de laboratorio para satisfacer las necesidades de preparación de muestras de laboratorio de alta gama.



IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536  
Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678  
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

[www.cmsmetrology.com.mx](http://www.cmsmetrology.com.mx)

[www.controly medicion.com.mx](http://www.controly medicion.com.mx)

## Parametros Tecnicos

Modelo	MP-2A
Diámetro del disco	230mm
Diámetro del papel abrasivo	230mm
Velocidad	Velocidad continua 50 ~ 1400r / min, o cuatro velocidades 300, 600, 900, 1400r / min
Potencia del electromotor	0.55kW
Fuente de alimentación	220V, 50Hz, 6A
Dimensiones	900×530×950mm
Peso neto	105kg

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

## Lista de empaque

Nombre	Especificación	Cantidad
Cuerpo de la máquina		1 set
Disco de pulido y pulido	230mm	2 pcs
Contera		2 pcs
Disco magnetico	230mm	2 pcs
Disco de metal	230mm	6 pcs
Papel abrasivo	230mm	6 pcs
Paño de pulido	230mm	2 pcs
Tubería de entrada de agua		1 pc
Tubería de salida de agua	Ø32mm	2 pcs
Manual de instrucciones de uso		1 copy

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**