

Introducción

MP-2B tiene dos discos con control independiente para moler y pulir, la carcasa está hecha de una plancha gruesa, que es estable y duradera. El motor tiene poco ruido y el disco abrasivo funciona sin problemas. Con la estructura del gabinete, es fácil almacenar todo tipo de consumibles y muestras. Puede ajustar la dirección del tubo de agua de refrigeración para moler en húmedo.

Solo es necesario cambiar el papel abrasivo y el paño de pulido, puede completar varios procesos de molienda de muestras, molienda fina y pulido, que es la máquina de preparación de muestras ideal en el laboratorio.



IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx

Parametros Tecnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Modelo | MP-2B |
| Diámetro del disco | 230mm |
| Diámetro del papel abrasivo | 230mm |
| Velocidad | 700/900/1400r/min |
| Potencia del electromotor | 0.2/0.25/0.37kW |
| Fuente de alimentación | 380V, 50Hz, 3A, trifásico de cuatro hilos |
| Dimensiones | 900×530×950mm |
| Peso neto | 110kg |

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

Lista de empaque

| Nombre | Especificación | Cantidad |
|--------------------------------|----------------|----------|
| Cuerpo de la máquina | | 1 set |
| Disco de pulido y pulido | 230mm | 2 pcs |
| Contera | | 2 pcs |
| Disco magnetico | 230mm | 2 pcs |
| Disco de metal | 230mm | 6 pcs |
| Papel abrasivo | 230mm | 6 pcs |
| Paño de pulido | 230mm | 2 pcs |
| Tubería de entrada de agua | | 1 pc |
| Tubería de salida de agua | Φ32mm | 2 pcs |
| Manual de instrucciones de uso | | 1 copy |

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE