

Máquina probadora de durezas Rockwell Electrónica Semiautomática HR-150DE

La máquina probadora de durezas Rockwell modelo HR-150DE es eficaz y precisa, pues cuenta con un avanzado mecanismo de descarga automática con un potenciómetro ajustable en cuanto a tiempo total de la prueba y tiempo de permanencia.

Por medio de tecnología alemana, sigue un proceso de prueba de ensayo con convertidores rotativos, dándole una alta sensibilidad, estabilidad y evitando errores humanos, conveniente para talleres mecánicos industriales o laboratorios.

Su función principal es penetrar la superficie de la muestra, midiendo la fuerza total, la fuerza extraíble y la profundidad de la hendidura. El equipo puede ser utilizado para todo tipo de materiales metálicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

La producción industrial y la inspección de la calidad del producto en el procesamiento tecnología. Metales ferrosos y no ferrosos, acero templado, acero endurecido, acero recocido, hojas de varios espesores, materiales de carburo, materiales de metalurgia de polvos y dureza y revestimiento por pulverización térmica.

CARACTERÍSTICAS:

Tiene múltiples opciones de escala de dureza Rockwell. El tiempo de retención de ensayo de dureza puede ser seleccionado entre 0 ~ 99s, teniendo la función de reajuste, impresión de resultados de la prueba de dureza y un puerto de comunicación RS-232C para las extensiones del usuario.



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo de producto	HR-150DE
Fuerza inicial	10kgf(98.07N)
Fuerza de la prueba	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
Escala Rockwell	HRC、HRA、HRB、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK
Intervalo de medición	HRA:20-88 HRB:20 100 HRC:2070 HRD:40-77 HRE:70 100 HRF:6 - 100 HRG:30-94 HRH:80 100 HRK:40 100
Ajuste estándar	GB/T230.1 GB/T230.2, JJG112 (Procedimientos de inspección) GB/T230.2 ISO 65082 ASTM E18
Lectura de la dureza	Display digital simple
Altura total del espécimen	170mm
Cuello del instrumento	165mm
Fuente de alimentación	AC220V+5%,50~60Hz) or AC110
Dimensión (L*W*H)	510× 212× 700mm
Peso Neto	85Kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Máquina probadora de durezas Rockwell Electrónica Semiautomática HR-150DE

ACCESORIOS:

Entrega estándar	Cantidad
Penetrador Rockwell diamante	1pz
1.5875mm balín penetrador	1pz
Equipos de prueba Ohira, Zhongping y "V"	3pz
Pesas A, B, C	3pz
Bloques de Dureza (HRB)	1pz
Bloques de Dureza (HRC)	2pz
Fusible 0.5A (estándar 5*20)	2pz
Cable de encendido	1 copia
Equipo de bombillas (GY6-12A)	2pz
Bolsas para polvo	1pz
Tapa protectora del tornillo de elevación	1pz
Manual del producto	1pz

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633