

CARACTERÍSTICAS

El stereo microscopio MZPS0850 tiene 2 tipos, el MZPS0850 (binocular) y el MZPS0850T (trinocular). El intervalo de aumento del cuerpo del zoom es 0,8X-5X, se caracteriza por tener el sistema óptico Galileo, ampliación de guía de zoom de mayor a menor sin flash, gran profundidad de campo, distancia de trabajo grande, tiene muchos accesorios. Satisface las demandas de comprobación y análisis en la biología moderna, medicina, medio ambiente, agricultura, policía, microelectrónica, semiconductores, etc.



MZPS0850 cuerpo principal



PS-T trinocular divisor de haz



MZPS0850T cuerpo principal



MZPS0850 estándar



MZPS0850T estándar

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536

Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx

DATOS PRINCIPALES

- Aumento total de 8x ~ 50X (equipos estándar), extensión total de la ampliación: 300X
- Sistema paralelo de óptica, 0,8 X ~ 5X cuerpo del zoom, 1X plano objetivo sin desviación, distancia de trabajo 105 mm
- Con campo amplio, punto de vista alto y oculares con 10x (Φ 23mm) sin desviación
- Tubos oculares binoculares / trinoculares inclinados a 45°
- El intervalo de ajuste del diápter es de $\pm 6^\circ$
- Intervalo de ajuste de distancia interpupilar de 52mm ~ 76mm
- El intervalo de ajuste del enfoque es de 100 mm (poste redondo es de 50 mm), el diámetro del soporte central de trabajo es de 95 mm Φ
- La medición para que coincida entre el soporte y el cuerpo principal debe ser de Φ76 mm
- La distancia entre el centro del poste al centro de cuerpo principal es de 140mm
- El tamaño del poste redondo es Φ 25mm
- Hay muchos objetivos de aumento, oculares, iluminadores auxiliares, etc y todo tipo de soportes y soportes universales para seleccionar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objetivo Oculares		Plano acromático de objetivo sin desviación		
		0.5X	1X	2X
5X	Aumento total	2X-12.5X	4X-25X	8X-50X
	Diámetro del campo visual	5.7-9.2	28.75-4.6	14.375-2.3
10X	Aumento total	4X-25X	8X-50X	16X-100X
	Diámetro del campo visual	57.5-9.2	28.75-4.6	14.375-2.3
15X	Aumento total	6X-37.5X	12X-75X	24X-150X
	Diámetro del campo visual	42.5-6.8	21.25-3.4	10.625-1.7
20X	Aumento total	8X-50X	16X-100X	32X-200X
	Diámetro del campo visual	35-5.6	17.5-2.8	8.75-1.4
30X	Aumento total	12X-75X	24X-150X	48X-300X
	Diámetro del campo visual	22.5-3.6	11.25-1.8	5.625-0.9
Distancia de trabajo		200	105	35

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soportes: SD1 ~ SD20
- Soportes universales: U1, U2, U3, U4, U1C, U2C, U3C, U4C
- Oculares: 10X, 15X, 20X, 30X; oculares divisionales: 10X, 15X, 20X
- Objetivos de plano acromáticos sin desviación : 0.5X, 1X, 2X
- Auxiliar iluminadores: MLO1, YKB-144T, XQK-150, etc
- Foto adaptadores y adaptadores CCD: PT01, DT01, 0.5X CCD adaptador: C0.5, 1X CCD adaptador: C1.0
- 1X CCD adaptador con micrómetro: CDM1.0
- Accesorio de campo oscuro y mordazas Gem: DC01, CJ01
- Soportes mecánicos: S7650, S20210

La serie MZPS0850 se conecta con diferentes accesorios y soportes como por ejemplo:



MZPS0850+SD3



MZPS0850+SD4+S7650



MZPS0850T+CDM1.0+PT01+DC



MZPS0850T+SF1+U4+C1.0+CCD

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx