

Introducción

Esta máquina es adecuada para diversos materiales metalográficos. El grosor de corte del material se puede ajustar mediante el movimiento lateral de la mesa de corte, y luego la muestra se puede cortar mediante el movimiento longitudinal del eje, que tiene una gran capacidad de corte y una operación conveniente. Las partes principales de la abrazadera y la mesa de corte están hechas de acero inoxidable, que tiene una larga vida útil y un mantenimiento conveniente.

La cámara de corte adopta una estructura cerrada con interruptor de límite de seguridad, y tiene una ventana de plexiglás transparente y una lámpara LED incorporada para observar durante el corte. Con la estructura del gabinete, es fácil almacenar todo tipo de consumibles de corte. Con el tanque de agua de refrigeración circulante, la superficie de la muestra después del corte es brillante y plana sin quemaduras, por lo que es el equipo ideal para el corte de muestras.



Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

Parametros Tecnicos

Modelo	QG-4A
Método de corte	Alimentación manual del husillo a lo largo del eje Y
Rueda de corte	Ø250×2×Ø32mm
Max. Capacidad de corte	65×65mm
Recorrido del eje X	45mm
Recorrido del eje Y	270mm
Eje de velocidad	2800r/min
Potencia del electromotor	1.5kW
Mesa de corte	130 × 190 mm, ranura en T de 12 mm
Herramienta de sujeción	Abrazadera rápida, altura de la mandíbula 60 mm
Fuente de alimentación	380 V, 50 Hz, 6 A, trifásico de cuatro hilos
Dimensiones	700×520×1110mm
Peso neto	170kg
Capacidad del tanque de agua	60L
Flujo de la bomba	25L/min
Dimensiones del tanque de agua	565×360×600mm
Peso del tanque de agua	27kg

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Lista de empaque

Nombre	Especificación	Cantidad
Cuerpo de la máquina		1 set
Depósito de agua		1 set
Rueda de corte	Φ250 × 2 × Φ32mm Disco de corte de resina	1 pc
Fluido de corte	3kg	1 bottle
Llave	36mm, 14×17mm, 24×27mm	cada 1 pc
Tubería de entrada de agua	1/2 tubo de metal	1 pc
Tubería de salida de agua	Φ32mm	1 pc
Manual de instrucciones de uso		1 copy

IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE