

## INTRODUCCIÓN

La máquina de corte de muestra metalográfica modelo QG-120 es completamente automática tanto en su alimentación como salida, no se requiere guardia, es un equipo seguro que ahorra esfuerzos, lo que garantiza mayor calidad. De acuerdo a la naturaleza especial de la pieza de trabajo, la máquina utiliza cualquiera de los dos tipos de modo de procesamiento: para un corte de alimentación lineal (aquel en el que la pieza de trabajo no se mueve, se mueve el disco de corte); mientras que el otro modo contiene un mecanismo de enfriamiento (es aquel en el que la pieza de trabajo, se mueve pero el disco de corte no se mueve). Sobre la cubierta superior, la máquina esta equipada con una alarma para advertir la realización de un corte o el fallo de la máquina, un ventilador de descarga de vapor interno que mantiene el interior de la máquina claro y sin niebla. La máquina de corte para muestras metalográficas QG-120 incluye un dispositivo fabricado en nuestra compañía con tecnología avanzada PLC en su estructura, para la selección de materiales y procesos de fabricación, desarrollado por una nueva generación innovadora de máquinas digitales de corte automáticas para muestras metalográficas. El producto ha sido alabado por un gran número de expertos y usuarios en el mercado.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Disco de corte (Disco abrasivo) :	Φ400 x Φ32 x Φ350 x Φ32 x 2
Capacidad de corte redondo máximo :	Φ120mm
Capacidad de corte rectangular máximo (W x H) :	220mm x 120mm
Distancia [máxima] vertical (dirección- Z) del disco de corte :	180mm
Distancia de movimiento del disco de corte (dirección-Z) :	180mm
Potencia del motor :	7.5kW
Velocidad de rotación :	2800r/min
Movimiento del disco de corte :	Dirección en vertical lineal
Mesa de corte (X * Y) :	500mm x 350mm
Dimensión (Longitud x anchura x altura) :	100cm x 110cm x 170cm
Peso :	aprox. 600kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536  
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678  
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633