

Máquina de corte metalográfico de precisión de alta velocidad GTQ-5000

La máquina GTQ-5000 es efectiva para metal, componentes electrónicos, cristal, aleación dura, roca, mineral, concreto, material orgánico y biológico (dientes, hueso) y otros materiales.

Los equipos establecen ubicación de alta precisión y tienen un gran rango de velocidad.

La habilidad de corte es fuerte y la máquina posee un efectivo sistema de enfriamiento. Se puede preestablecer la velocidad de alimentación y el menú control con LCD.

El equipo dispone de sala de corte cerrada con un interruptor de seguridad. Por lo tanto, es un equipo ideal para las empresas industriales y mineras y para instituciones de investigación científica.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de alimentación :	0.01- 3mm/s (con pasos ajustables de 0, 01 mm)
Velocidad de la platina:	500 - 5000r/min
Diámetro máximo de corte:	60 mm
Fuente de alimentación :	220V, 50Hz / (110V, 60 HZ con transformador)
Máximo desplazamiento:	eje Y: 200mm
Especificación de corte del disco:	200 × 1 × 32mm
Poder:	1.5KW
Dimensión total:	820 x 735 x 435 mm

CARACTERÍSTICAS

1. Preajuste de la velocidad del giro (0-30mm/ min.)
2. Puede cortar varios materiales con precisión y en forma continua.
3. Menú de control y pantalla LCD que muestra todos los datos del corte.
4. El Usuario puede personalizar metodos de corte en base a sus datos de sus materiales.
5. Dos posiciones de trabajo para sujetar la pieza a cortar.
6. Ciclo cerrado de corte con interruptor de seguridad.
7. Alta precisión en la posición de corte de hasta 2 µm.
8. Recirculación de agua para enfriamiento incorporada.
9. Continua la función de corte en láminas.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx

Máquina de corte metalográfico de precisión de alta velocidad GTQ-5000



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx