

## Introducción

Esta máquina es adecuada para materiales metalográficos y litofacies en general. Al tirar del eje y usar la gravedad del eje para cortar la muestra, la velocidad es alta y la capacidad de corte es fuerte. Adopta la estructura de abrazadera de doble cara, que puede fijar la muestra firmemente. Las partes principales de la abrazadera y la mesa de corte están hechas de acero inoxidable, que tiene una larga vida útil y un mantenimiento conveniente.

La cámara de corte adopta una estructura cerrada con interruptor de límite de seguridad, mientras que hay una abertura a la izquierda de la cubierta que puede cortar muestras de tiras largas, y tiene una ventana de plexiglás transparente y una lámpara LED incorporada para observar durante el corte. Con el tanque de agua de refrigeración circulante, la superficie de la muestra después del corte es brillante y plana sin quemaduras, por lo que es el equipo ideal para el corte de muestras. Este modelo se divide en tipo de sobremesa y suelo para que los clientes elijan.



**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

## Parametros Tecnicos

Modelo	JMQ-12
Método de corte	Corte automático de peso muerto
Rueda de corte	Φ100×0.7×Φ12.7mm
Max. Capacidad de corte	Φ25mm
Recorrido del eje X	12mm, Paso 0.1mm
Eje de velocidad	50~800r/min
Potencia del electromotor	600W
Control y visualización	Operación de tecla de película, pantalla LCD
Fuente de alimentación	220V, 50Hz, 6A
Dimensiones	350×380×290mm
Peso neto	24kg

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

## Lista de empaque

Nombre	Especificación	Cantidad
Cuerpo de la máquina		1 set
Rueda de corte	$\Phi 100 \times 0,7 \times \Phi 12,7\text{mm}$ Disco de corte de diamante	1 pc
Escudo de plexiglás		1 pc
Llave hexagonal interior	2mm, 5mm, 6mm	cada 1 pc
Cable de energía		1 pc
Manual de instrucciones de uso		1 copy

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536  
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678  
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633