

Especificaciones:

1. Especificación: 50-1000X (funcionamiento manual)
2. Distancia focal: 0 mm-40mm
3. Ampliación total: 1000X
4. Longitud del tubo mecánico: 160mm
5. Rango de enfoque: 36 mm
6. Alimentación: Interfaz USB (5V DC)
7. Vídeo-SNAP píxeles: 1280x960, 1600x1200, 800x600, 640x480, 320x240
8. Funciona con sistemas: Window XP, VISTA, WIN7



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Microscopio USB 1000X



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO