

Servicio y experiencia para su empresa

Representante Exclusivo para México y Lationamérica

Espectrómetros de emisión óptica

MOSS

COMPACTO Y ACCESIBLE



**METAL
POWER**
PRECISION SPECTROMETERS



Metal Power ha presagiado un verdadero avance tecnológico con el lanzamiento de MOSS, el espectrómetro más económico jamás fabricado. No es solo el costo de capital que aborda MOSS, sino también los costos operativos, con una optimización mundial del consumo de argón, que ofrece más de 2,000 quemaduras / cilindro. Sin embargo, la verdadera narrativa de MOSS no se trata de economía; se trata de cómo MOSS muestra el pináculo de cada aspecto de la tecnología que se aplica a los OES de nivel de entrada, ¡elevando lo que significa "nivel de entrada"!

MOSS puede analizar más de 30 elementos, incluido el nitrógeno. En aceros aleados, por ejemplo, analiza carbono (C), azufre (S), fósforo (P) y nitrógeno (N) hasta 50 ppm, y elementos como el boro hasta 5 ppm. Esto lo hace ideal para todo tipo de laminadores, fundiciones, unidades de colada, unidades TMT, etc. e incluso para grandes plantas que deseen disponer de buenas unidades de respaldo para sus diferentes talleres para permitirles tomar decisiones rápidas y/o asegurarse de que no haya confusiones.

- Alta exactitud y precisión
- Actualizable sin problemas y sin límite
- Capacidad de análisis de nitrógeno
- 30+ elementos en las bases
- Capacidad multibase
- Fuente totalmente digital controlada por corriente
- El Espectrómetro Óptico más económico
- ¡Más de 2000 quemaduras por cilindro!

Ahora, todas las empresas, por pequeñas que sean, pueden permitirse un Espectrómetro Óptico verdaderamente potente con un rendimiento fenomenal, calidad y economía incomparables

Instrumentos analíticos: espectrómetros de emisión óptica (OES)

Metal Power ofrece la gama más amplia del mundo de espectrómetros de emisión óptica (OES) para análisis de metales; la empresa es el mayor fabricante de espectrómetros de emisión óptica (OES) de la India y disfruta de una participación de mercado de aproximadamente el 50% en el mercado indio. Aparte de esto, Metal Power es también uno de los fabricantes de espectrómetros de más rápido crecimiento en el mundo. La gama OES abarca:

Espectrómetros de emisión óptica estacionarios



METAVISION 10008X
El centí de la sensibilidad



METAVISION 1008i
Cuando la excelencia no es lo suficientemente buena



METAVISION 1008i
Casa de Máquinas de Laboratorio



MOSS
Compacto y Accesible

Espectrómetros Ópticos móviles, Analizador de Hidrógeno, Limpiador-afilador de electrodos y Purificador de Argón



MOBILE OES
Alto rendimiento sobre ruedas
Espectrómetros Ópticos móviles



H Scan
Robusto, preciso y económico
Analizador de Hidrógeno



CleanSharp
La maravilla sin cepillos
Limpiador-afilador de electrodos



ARGON PURIFIER+
Para un mejor análisis
Purificador de Argón

Otros productos



IntegSM
Módulos de seguridad integrados



Moldes de muestreo



Adaptadores de cables



Materiales de referencia certificados

Representante Exclusivo

México: [-52] 55-5300-4517 Qro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251,
Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-418-1443, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controlymedicion.com.mx

