

Máquina pulidora y pulidora de muestras metalográficas con pantalla táctil CMSGP-1



- En el proceso de preparación de muestras metalográficas, el esmerilado y pulido de la muestra es un proceso indispensable.
- Después de esmerilar y pulir la muestra, se puede obtener una superficie brillante similar a un espejo.
- La máquina de esmerilado y pulido de muestras metalográficas CMSGP-1 adopta una pantalla táctil de alta gama que puede hacer que la velocidad del disco de esmerilado y pulido se pueda ajustar infinitamente entre 50 y 1000 r/min.
- El proceso de esmerilado y pulido de la muestra se puede completar con reemplazando la lija metalográfica y paño de pulido, mostrando mayor aplicabilidad.
- La carcasa está hecha de plástico integral, con apariencia novedosa, rotación estable, bajo nivel de ruido, operación conveniente y alta eficiencia de trabajo. Tiene un dispositivo de enfriamiento que puede enfriar la muestra durante el esmerilado y pulido para evitar que la muestra se dañe debido al sobrecalentamiento.
- Microestructura: es adecuado para laboratorios metalográficos de fábricas, colegios y universidades, y unidades de investigación científica.
- Es un excelente equipo para lijar y pulir muestras metalográficas.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1.- La carcasa está hecha de ABS de alta gama, con una apariencia novedosa y una atmósfera de alta gama.
- 2.- El grifo adopta un proceso de cromado totalmente de cobre, que tiene buena resistencia a la corrosión.
- 3.- Regulación de velocidad continua más velocidad fija de ocho velocidades, conveniente y rápida para satisfacer diversas necesidades.
- 4.- El disco de esmerilado y pulido se puede girar en sentido horario o antihorario para satisfacer diferentes necesidades.

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

Máquina pulidora y pulidora de muestras metalográficas con pantalla táctil

CMSGP-1

PARÁMETROS TÉCNICOS

Diámetro del disco abrasivo	Estándar $\phi 203$ mm (se pueden personalizar otras especificaciones)
Velocidad del disco abrasivo	50-1000r/min (regulación de velocidad continua)
Velocidad del disco	Velocidad constante de ocho velocidades
Dirección de rotación del disco de esmerilado y pulido	Hacia adelante y hacia atrás
Fuente de alimentación	Voltaje: 220V Frecuencia: 50HZ
Motor	0.25kw
Dimensiones	730×420×320mm
Peso	35kg

LISTA DE CONFIGURACIÓN

Accesorios del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Discos abrasivos y pulidores	uno	1	Instalados en el dispositivo
Anillo de retención de agua	uds	1	Instalado en el dispositivo
Anillo de abrazadera	uno	1	Instalado en el dispositivo
Hoja de lija al agua	uno	1	$\phi 203$ mm
Hoja de tela pulida	abierto	1	$\phi 203$ mm
Tubo de entrada de agua	raíz	1	Interfaz de 6 puntos
Tubo de salida	raíz	1	$\phi 32$
Documentos técnicos	1 Manual del producto		

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE