

Lijadora de banda abrasiva para muestras metalográficas **SAD-11**

INTRODUCCIÓN

El equipo SAD11 es una lijadora de bandas abrasivas, diseñada y desarrollada de acuerdo a los más avanzados métodos de pruebas internacionales. Utiliza la banda de lija para pulir, de forma que se puede cambiar el tamaño de la banda de acuerdo a las necesidades y para reemplazar cada banda de lijado solo se necesita de 1 a 2 minutos para completar la operación.

Esta lijadora de bandas abrasivas de fácil uso y gran exactitud, reemplaza a cualquier otra máquina de pre-pulido; Si durante una prueba metalográfica las muestras de espectro en el espectro está pulido, no solamente ahorramos tiempo y mano de obra, sino también bastantes bandas, de igual manera, reduce costos y asegura la calidad e incrementa la eficiencia.

El equipo SAD11 es utilizado para las pruebas metalográficas dentro del área de la industria metalúrgica, así como empresas de materiales de prueba R&D.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo :	SAD11
Orden :	714 - 121
Distancia del centro al rodillo :	225mm
Sistema de enfriamiento :	Por agua
Banda abrasiva :	Ancho: 100mm; Perimetro: 920mm
Velocidad de rotación :	1400/min
Fuente de alimentación :	550W/380V/50Hz
Dimensiones:	550 x 600 x 310mm

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO